

Face Infusion

medical
beauty
cd
cosmetic
decker



Mesoporation mit Diamantkopf

Hautverjüngung mit Face Infusion Simultan zählt zu den klassischen Schnittstellen zwischen Dermatologie und Kosmetik. In nur einem Arbeitsgang werden gleichzeitig eine Exfoliation mit medizinischen Qualitätsdiamanten durchgeführt, gleichzeitig werden lokal abgestimmte Wirkstoffkonzentrate sehr tief in die Haut eingebracht und als 3. fließt Simultan ein pulsierender Gleichstrom der die Falten beseitigt und die Haut- und Muskulatur aufbaut.

medicalbeauty
cosmetic decker gmbh

e q u i p m e n t & t r a i n i n g

Die neuste Generation der MDA

Face Infusion ist die 3. Generation der Mikrodermabrasionsgeräte. Es ist eine Naßabrasion und im Gegensatz zu anderen Abrasionstechniken werden keine Kristalle oder andere abrasive Partikel auf die Haut aufgebracht die zu Verletzungen oder Irritationen führen können. Die Face Infusion Behandlung ist bei jeder Haut auch bei Problemhäuten wie akute Akne das ganze Jahr über problemlos einsetzbar.

Die kurze Behandlungszeit von nur (maximal) 20 Minuten für Gesicht, Hals und Decolletée machen die Behandlung sehr lukrativ.

Derzeit gibt es keine andere Behandlung der Haut, die sicherer und dynamischer ist als die mit Face Infusion. Diese Behandlung ist die einzige Behandlungsmöglichkeit, die eine noninvasive Exfoliation, eine Anreicherung der Haut mit einem exakt abgestimmten Serum und gleichzeitiger Applikation von pulsierendem Gleichstrom mit hautspezifischer Lösung in einer Behandlung vereint. Die Kundin oder der Patient verspürt nicht nur eine angenehme Anti-Aging-Behandlung, sondern das Hautbild wird sensationell sofort sichtbar verbessert. Face Infusion ist risikofrei.

Die Behandlung ist angenehm und entspannend, das positive Resultat ist sofort sichtbar. Eine Behandlungskur umfaßt 6 Anwendungen, anschließend empfehlen sich Auffrischungs-peelings alle 4-6 Wochen.

Die Methode ist geeignet für jede Haut und jedes Alter, für normale, alternde und geschädigte Haut, auch bei Narben und Akne.



Gründe für Face Infusion

Neues System für microdermobrasion mit simultaner Anwendung von Strom für die kontrollierte Abgabe von aktiven Substanzen in die Haut.

Der neuentwickelte Behandlungskopf mit der kreisförmigen Diamantkrone peelt die Oberhaut und transferiert zusätzlich durch den fließenden und pulsierenden Strom das Produkt in die tiefergelegenen Hautschichten. Regelbare, pulsierende Mikroimpulse kontrahieren die mimische Muskulatur. Diese simultane myotonische Behandlung wirkt sehr effektiv. Falten verschwinden, das Hautbild wirkt jung, frisch und erholt. Hängendes und erschlafftes Gewebe – im Gesicht, am Hals, an der Brust und an den Händen – wird wieder gestrafft.

Es sind mehrere Köpfe verfügbar, jeder mit einem anderen Serum gefüllt, abgestimmt auf das jeweilige Behandlungs-Management.



medicalbeauty

cosmetic decker gmbh

e q u i p m e n t & t r a i n i n g

Cosmetic Decker GmbH
Johannesstraße 29
53881 Euskirchen/Rhld.

T +49 (0) 22 51 10 88 - 0
F +49 (0) 22 51 10 88 14

info@cosmetic-decker.com
www.cosmetic-decker.com