

MedSculpt



Körperkontursystem

Med Sculpt bietet die Komplettlösung gegen Cellulite und lokale Fettdepots. Die ideale Lösung, um diese Problemzonen mit einer schonenden und schmerzfreien Methode zu verringern und zu beseitigen. Die zur Zeit fortschrittlichste Technologie hat ein neuartiges Gerät entwickelt, das einen ebenmäßigen, wohlgeformten Körper und eine weichere, jüngere sowie elastischere Haut erzielt.

Med Sculpt ist ein sehr vielseitiges Gerät und kann für viele verschiedene Behandlungen verwendet werden:

- Cellulite in jedem Stadium
- Körperformung
- Lichttherapie
- Lipologie & Reshaping
- Reflexzonenmassage
- lokale Adipositas
- Vor & nach der Liposuktion
- Injektions-Lipolyse
- Optimierung (Fett-weg-Spritze)

medicalbeauty
cosmetic decker gmbh

e q u i p m e n t & t r a i n i n g

Die Membran

Das besondere an Med Sculpt ist seine Membran aus Bio-Elastomer und dient als Kontaktelement zu der Haut. Diese Neuheit ist durch ein industrielles Patent geschützt und macht das Med Sculpt System einzigartig auf dem Markt. Lipologie mit Med Sculpt das ist „UAS“ Ultraschall Assistierte Suction, für alle die sich einen gesunden und straffen Körper wünschen.

Ein Mikroprozessor kontrolliert die Membran, die das zu behandelnde Areal in einer fortlaufenden Bewegung und an Hand einer speziell auf den Körperbereich und das vorhandene Problem abgestimmten Sequenz anhebt, dehnt und drückt.

Ergänzt wird die Behandlung durch den gleichzeitig applizierten und fokussierten Ultraschall. Gemeinsam haben sie eine noch intensivere Wirkung. Selbst tiefergelegene Hautschichten sind dadurch problemlos zu erreichen.

Zahlreiche Problemzonen die bisher als schwer behandelbar galten, sind für die Lipologie Behandlung mit Med Sculpt kein Problem mehr.



MedSculpt

Die spezielle Membran gleicht sich der Haut perfekt an und leitet die Bewegungen weiter, die individuell auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Patienten abgestimmt sind. Diese Bewegungen, die an das Fettgewebe weitergegeben werden, verbessern die Lymph-, Arterien-, Venenzirkulation und die Absorption von Gewebsflüssigkeit.



MED • SCULPT

DATABASE

NAME

Ma

HANDPIECE


ELASTOMERIC

Program

Time

64

10:03



Easy Bedienung

Die Verwendung des Med Sculpt ist sehr einfach. Das 10.4" Touch-Screen-Farbdisplay ist perfekt gestaltet, so dass alle Funktionen einfach ausgewählt und bedient werden können. Es ist möglich, die Einstellungen direkt manuell oder abhängig von der Behandlung und dem Körperbereich einer Reihe voreingestellter Programme zu wählen.

Med Sculpt bietet 75 voreingestellte Behandlungsprogramme. Jedes dieser Programme kann auf 4 verschiedenen Energiestufen verwendet werden kann, so dass insgesamt jeweils nach Problemzonen und Körperregionen über 300 Programme auf Abruf bereit stehen. Kein anderes Gerät auf dem Markt kann so eine individuelle Behandlung bieten.

- 36 Programme für das elastische Handstück
- 24 Programme für das Ultraschallhandstück
- 15 Programme für High Brilliance Handstück

Lipologie & Reshaping gegen Cellulite

Med Sculpt ist weltweit das einzige System, dass die gleichzeitige Verwendung einer Saugpumpe und des Ultraschalls ermöglicht. Die Haut wird durch die Saugpumpe an den Ultraschallkopf angesogen. Ultraschallwellen dringen dann tief ins Gewebe ein und zerstören die Fettzellen. Der Stoffwechsel steigt und die Proportionen verbessern sich deutlich, so als wenn man genau an dieser Stelle eine Diät gemacht hat.

Prominente Dellen und Wellen besonders bei Cellulite lassen sich hervorragend beseitigen. Durch „UAS“ erhöht sich der Schlankheitseffekt deutlich.

Med Sculpt Createur dé Corps

„Lipologie- Behandlung“ in der First Class

Med Sculpt ist ein innovatives computergesteuertes System zur Körperformung. Ein spezielles Vakuumverfahren wird mit starkem Ultraschall kombiniert, so dass eine invasive Methode und hervorragende Ergebnisse erzielt werden.

Med Sculpt arbeitet mit einer elastischen Membran, die eine computergesteuerte Saugpumpe durch getestete Protokolle durchführt. Diese elastische Membran besteht aus Bio-Elastomer und erzeugt eine effektive, jedoch nicht traumatische Bewegung im Gewebe. Med-Sculpt-Behandlungen sind auf die betroffenen Körperbereiche und deren Problemzonen oder Schönheitsmakel abgestimmt.

In der Schönheits-Chirurgie wird Med Sculpt immer mehr in Kombination und als Unterstützung vor und nach ästhetischen Eingriffen eingesetzt. Besonders bei der „Lipolyse“-Behandlung erzielt man allerbeste Ergebnisse. Med Sculpt wird in vielen führenden Schönheits- und Asthetikkliniken im In- und Ausland getestet und täglich angewendet.



Auszug verschiedener Therapiemöglichkeiten

- Ca. 40 verschiedene Behandlungsmöglichkeiten
- extrem erfolgreich
- deutlich spürbar
- für jeden Kunden geeignet
- sichtbare, fühlbare und meßbare Ergebnisse nach nur einer Anwendung
- kurze Behandlungszeiten
- höchster Qualitätsstandard: ISO zertifiziert und FDA getestet
- hohe Akzeptanz beim Endverbraucher
- extrem hoher Rohgewinn (€ 2,50 pro Minute = € 150,- pro Stunde)
- Unternehmensberatung
- Hot-Line
- monatlicher Infobrief
- Top-Service und hochwertige Schulungen/Training in der Toscana
- individuelle Werbekonzepte

Protokolle liegen vor.

medicalbeauty

cosmetic decker gmbh

e q u i p m e n t & t r a i n i n g

Cosmetic Decker GmbH
Johannesstraße 29
53881 Euskirchen/Rhld.

T +49 (0) 22 51 10 88 - 0
F +49 (0) 22 51 10 88 14

info@cosmetic-decker.com
www.cosmetic-decker.com